



# Моечная Машина

## Модель 80

### Техническая Спецификация



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электричество должно быть 3-х фазовым	: 400/440 V, 50 Гц.
Мощность моющего насоса	: 4kw
Балон воды моющей машины	: Электрический нагреватель 1- 12 киловат, Минимальное давление воды 10 psi

*В болоне установлен стандартный соленоидный нагреватель. Система работает как от горячей так и от холодной воды. При подключении к системе горячей воды можете сэкономить электроэнергию.*

#### ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

моющая вместимость резервуара	: 90 литров
Размер высота погрузки	: Смотрите. рекламный листок
Размер ширина погрузки	: Смотрите. рекламный листок

#### METRIS B.V.

Kruisweg 825 • 2132 NG Hoofddorp • PO Box 3023 • 2130KA Hoofddorp • The Netherlands  
Tel.: +31 (0)23 562 3400 • F: +31 (0)23 562 3425 • E-mail: ronald@metris.nl • Website : [www.metris.nl](http://www.metris.nl)  
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 • ING Bank account 67.95.87.683 • VAT nr : NL807895994B01



# Моечная Машина

## *Модель 80*

### ПОЛНЫЙ РАЗМЕР МАШИНЫ

Высота	: Смотри. рисунок номер B33548
Ширина	: Смотри. рисунок номер B33548
Задняя часть	: Смотри. рисунок номер B33548
Погрузка высоты	: Смотри. рисунок номер B33548

### МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ

**Все оборудование: резервуар, кабина и корзина фильтра изготовлены из нержавеющей стали.**

### УПРАВЛЕНИЯ

Все электрическое оборудование имеет автоматическое управление. Оно обеспечивает, нагревание, мытье, полоскание и сушку. Когда система находится в рабочем режиме на панели машины загорается предупреждающая контрольная лампа. Двери имеют взаимосвязанный выключатель, обеспечивающий остановку работы при случайном открытии двери.

**Вниманые: Требуется специально изолированное место подключения к сети в стене лаборатории.**

### ПАРАВОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На верху моещей машины установлен вентилятор. Если машина установлена в комнате положительного давления тогда не нужны дополнительные вентиляторы и вентиляционные трубы. Если машина расположена в комнате с хорошей вентиляцией, то при наличии пара выходящая из машины вентиляционные трубы также не нужны.

### **METRIS B.V.**

Kruisweg 825 • 2132 NG Hoofddorp • PO Box 3023 • 2130KA Hoofddorp • The Netherlands  
Tel.: +31 (0)23 562 3400 • F: +31 (0)23 562 3425 • E-mail: ronald@metris.nl • Website : [www.metris.nl](http://www.metris.nl)  
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 • ING Bank account 67.95.87.683 • VAT nr : NL807895994B01



# Моечная Машина

## Модель 80

### ЛАБОРАТОРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Электрический 4-х жильный кабел, 3 для фаз и 1 жила для заземления в нутри систем Анаконды
- Полная электрическая нагрузка 16 киловатт.
- Водоснабжение, горячее или холодное (горячее, если возможно). Минимальное давление 15 psi
- Для поступления чистой воды и для полоскания используется "0.75" B.S.P".
- Для твердого подключения высушивания используют 1.25" "B.S.P female", а для портативного подключения машин используют 2 " каучуковы переходника.

### ОПИСАНИЕ

Стиральная машина Модель 80-и разработана для полной чистки лабораторных принадлежностей и для чистки клеток животных . Это комбинирует эффективное использование времени, места, химикалий и энергии. Это создает спокойное и комфортное условие для работы.

**Это эффективно обеспечивает непрерывную гигиеническую чистоту оборудования.**

Машина из нутри сделана из нержавеющей стали а также, все водянные трубы, пластины пола и каркас. За счет нержавеющей стали фильтра обеспечивается высокая эффективность.

### ОСОБЕННОСТИ

- Система полностью автоматизирована, только надо загрузить грязные клетки и лабораторные принадлежности. После включения это моется, ополаскивается и сушится, а в конце автоматической выключается. После чего система готова к новой загрузке.

### METRIS B.V.

Kruisweg 825 • 2132 NG Hoofddorp • PO Box 3023 • 2130KA Hoofddorp • The Netherlands  
Tel.: +31 (0)23 562 3400 • F: +31 (0)23 562 3425 • E-mail: ronald@metris.nl • Website : [www.metris.nl](http://www.metris.nl)  
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 • ING Bank account 67.95.87.683 • VAT nr : NL807895994B01



# Моечная Машина

## *Модель 80*

- Система проста в употреблений и не требует специального обучения.
- Система непрерывно обеспечивает чистыми клетками, бутылками и другими принадлежностями
- Система делает всю работу с минималными затратами капитала, занимает минимальную площадь, и минимално употребляет электро энергию.
- Система полностью автоматизирована - Любой может загрузить клетки в машину и нажать на кнопку старт. После чего оно автоматически включается и работает в течение рассчитанного периода времени, сопровождаемого полосканием, сушкой и автоматический отключается. Единственное, что вам необходимо, загрузить загрязненные клетки и принадлежности и в конце разгрузить чистое оборудование.
- Также имеются Специальные стойки для хранения клеток и их принадлежностей .

### **ПРЕМУЩЕСТВА**

- Экономит: время, Место, электроэнергию, Моющие средства и рабочую силу
- Легкое и дешевое обслуживание:
  - Полностью сделано из нержавеющей стали
  - Все электрические спирали для нагревания воды изолированы полностью
- Непрерывное обеспечение чистого оборудования

### **METRIS B.V.**



# Моечная Машина

## Модель 80

### ПОТЕНЦИЯ МАШИНЫ И ВМЕСТИМОСТЬ

Стиральная машина Сери 80 имеет два ряда, и может быть настроена, для мойки общей сложностью более чем 2000 IVC клеток в неделю типа M2, M1, MB1 от производителей Labproducts и Tecniplast. При необходимости машина моет также бутылки.

Среднее время цикла, включая загрузки и разгрузки, является 6 минут. Следовательно могут быть десять циклов в час, шестьдесят в среднем при шестичасовом рабочем дне и триста при рабочей неделе в пять дней.

### ПРИМЕР МОЮЩЕЙ ВМЕСТИМОСТИ КЛЕТКИ

Тип клетки	WorldCage 500	OneCage 2100
Размеры (L x W x H mm)	340 x190 x 131	370x480 x200
Число клеток на двух уровнях	24	8
Число клеток вымытых в час	240	80
Число клеток вымытых в день	1440	480
Число клеток вымытых в неделю	7200	2400

Также есть определенное место в пределах машины, для мытья крышек клеток одновременно с клетками, но бывает необходимость уменьшить число клеток, чтобы больше крышек могло быть вымыто.

Для мытья бутылок, существует дополнительная корзина, чтобы вымыть их должным образом.

### **METRIS B.V.**

Kruisweg 825 • 2132 NG Hoofddorp • PO Box 3023 • 2130KA Hoofddorp • The Netherlands  
Tel.: +31 (0)23 562 3400 • F: +31 (0)23 562 3425 • E-mail: ronald@metris.nl • Website : [www.metris.nl](http://www.metris.nl)  
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 • ING Bank account 67.95.87.683 • VAT nr : NL807895994B01



# Моечная Машина

## *Модель 80*

### **ПРЕДМЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Система употребляет маленькое количество моющего средства. Компания Newsmith Stainless LTD с удовольствием поставляет моющее средство потребителям. С помощью этого средства и специального вертящего разбрызгивательного устройства в моещей машине смывает всю грязь с продуктов.

Мы советуем бы использовать нейтральное моющее средство Utex 2012 для мойки оборудования. Это средство уменьшает любой риск повреждения, любому типу пластмассовых клеток и не уменьшает длительность использования. Это жидкость содержит специальное средство, которое защищает пластмассовые изделия от потускнения, трещин и других повреждений характерных для пластмассовых изделий.

Цена этого моющего средства "2012 Utex" за 25 литров оценена в 50 евро ( без доставки). При покупке моещей машины прилагается 12 баллонов по 25 литров моющего средства.

Ожидаемое годовое употребление этого моющего средства будет приблизительно от 20 до 25 литров.

### **УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Установка и обслуживание моещей машины проста. После доставки и установки легко ее настроить. После доставки за минимальное время может быть разгружено, помещено и установлено. От покупателя требуется только простые услуги

Мы просим, чтобы клиент гарантировал все необходимые услуги во время установки.

#### **METRIS B.V.**

Kruisweg 825 • 2132 NG Hoofddorp • PO Box 3023 • 2130KA Hoofddorp • The Netherlands  
Tel.: +31 (0)23 562 3400 • F: +31 (0)23 562 3425 • E-mail: ronald@metris.nl • Website : [www.metris.nl](http://www.metris.nl)  
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 • ING Bank account 67.95.87.683 • VAT nr : NL807895994B01